



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Gerência Geral de Inspeção e Controle de Medicamentos e Produtos

CERTIFICADO

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA Nº. 8069875

Considerando o disposto na Lei nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999, bem como no Decreto nº 3.029 de 16 de abril de 1999, certificamos que a empresa abaixo identificada está autorizada a funcionar em todo território nacional, a partir de 06/12/2010, para o exercício das atividades a seguir discriminadas:

Razão Social: **ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA**

Autorização/MS: **8069875**

Data Autorização: **06/12/2010**

CNPJ: **81.618.753/0001-67**

N.º Processo: **25351522411201089**

Endereço: **RUA PROGRESSO**

N.º: **150**

Bairro: **CENTRO**

Município: **AGRÔNOMICA**

UF: **SC**

CEP: **04045-004**

CLASSE: **Produtos para a Saúde**

ATIVIDADES: **Armazenar**

Expedir

Distribuir

Fabricar

Embalar

Brasília, 26 De abril de 2011

MARÍLIA COELHO CUNHA

Gerente-Geral de Inspeção e Controle de Insumos, Medicamentos e Produtos
GGIMP/ANVISA

Área Especial 5º, Bloco Fk, Brasília (DF) - CEP 71.205-010 - <http://www.anvisa.gov.br>
somente será válido quando apresentar o selo seco da ANVISA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJ/PB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/06/2019 15:48:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1016488

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **27/06/2020 11:50:41 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 62822606181149560637-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc51f7e5f7bd36c550798d91fac471ea7bcdc7eead888fdd0fb8501377542e0fec2073ffa77b5357a498057413bb09d3abad495cf414739a645ca78fcd0ebb52a



Sistema de monitoramento remoto

Data Logger: Software de gerenciamento

Novo Painel Touch

Discador: Alarme remoto

Memória para registros criptografados de todos os eventos da conservadora.

Sistema de emergência para funcionamento sem energia elétrica


Acompanhamento remoto, via smartfone

CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO



CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO

Vacinas, Sangue, Hemoderivados, Kit, Reagentes e Termolábeis.



Handwritten signature or mark.

CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO

Vacinas, Sangue, Hemoderivados, Kit, Reagentes e Termolábeis.

▶ Câmara de conservação para vacinas, sangue, hemoderivados, kit, reagentes e termolábeis. Capacidade: 100ml. Material: plástico. Cor: branco. Marca: ELBER.

▶ Câmara de conservação para vacinas, sangue, hemoderivados, kit, reagentes e termolábeis. Capacidade: 200ml. Material: plástico. Cor: branco. Marca: ELBER.

▶ Câmara de conservação para vacinas, sangue, hemoderivados, kit, reagentes e termolábeis. Capacidade: 300ml. Material: plástico. Cor: branco. Marca: ELBER.

▶ Câmara de conservação para vacinas, sangue, hemoderivados, kit, reagentes e termolábeis. Capacidade: 500ml. Material: plástico. Cor: branco. Marca: ELBER.

▶ Câmara de conservação para vacinas, sangue, hemoderivados, kit, reagentes e termolábeis. Capacidade: 1000ml. Material: plástico. Cor: branco. Marca: ELBER.

▶ Câmara de conservação para vacinas, sangue, hemoderivados, kit, reagentes e termolábeis. Capacidade: 2000ml. Material: plástico. Cor: branco. Marca: ELBER.

▶ Câmara de conservação para vacinas, sangue, hemoderivados, kit, reagentes e termolábeis. Capacidade: 3000ml. Material: plástico. Cor: branco. Marca: ELBER.

▶ Câmara de conservação para vacinas, sangue, hemoderivados, kit, reagentes e termolábeis. Capacidade: 5000ml. Material: plástico. Cor: branco. Marca: ELBER.

▶ Câmara de conservação para vacinas, sangue, hemoderivados, kit, reagentes e termolábeis. Capacidade: 10000ml. Material: plástico. Cor: branco. Marca: ELBER.


▶ Câmara de conservação para vacinas, sangue, hemoderivados, kit, reagentes e termolábeis. Capacidade: 20000ml. Material: plástico. Cor: branco. Marca: ELBER.

▶ Câmara de conservação para vacinas, sangue, hemoderivados, kit, reagentes e termolábeis. Capacidade: 50000ml. Material: plástico. Cor: branco. Marca: ELBER.

▶ Câmara de conservação para vacinas, sangue, hemoderivados, kit, reagentes e termolábeis. Capacidade: 100000ml. Material: plástico. Cor: branco. Marca: ELBER.

▶ Câmara de conservação para vacinas, sangue, hemoderivados, kit, reagentes e termolábeis. Capacidade: 200000ml. Material: plástico. Cor: branco. Marca: ELBER.

▶ Câmara de conservação para vacinas, sangue, hemoderivados, kit, reagentes e termolábeis. Capacidade: 300000ml. Material: plástico. Cor: branco. Marca: ELBER.



CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO

CTS-30

3.200 doses 10 bolsas de Sangue

CSV-30

CSV-50


CV 53

CSV-80

CSV-100

CSV-120

6.100 doses 72 bolsas de Sangue




CTS-30



CV 53



CSV-80



CSV-120



CTS 150

CSV-140

CSV-150


CTS-150



CSV 180

CVM 180 E

CSV-180



CSV 280

CSV-200

CSV-240

CSV-280

12.500 doses 220 bolsas de sangue

CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO

CSV-300

CSV-340

22.000 doses 250 bolsas de sangue

CSV-345

22.000 doses 250 bolsas de sangue

CSV-340

CSV-350

CSV-400

CSV-420


27.000 doses 340 bolsas de sangue

CSV-430

27.000 doses 340 bolsas de sangue



CSV 340 - Inox



CSV 420



CSV 500

CSV-500

32.000 doses 360 bolsas de sangue

CSV-510

32.000 doses 360 bolsas de sangue

CSV-560



CSV 700

CSV-600

CSV-700

45.000 doses 595 bolsas de sangue

CSV-800


CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO

CSV-1000

98.000 doses 680 bolsas de sangue

CSV-1200

120.000 doses 720 bolsas de sangue



CSV 1000

CSV-1500

148.000 doses 1000 bolsas de sangue

CSV-1600



CSV 1500



ANÁLISIS DE RIESGO

1. Identificación de peligros

2. Estimación de la exposición

3. Evaluación de la dosis-respuesta

4. Caracterización del riesgo

5. Medidas de control

6. Monitoreo y reevaluación

7. Comunicación de los resultados

8. Actualización del análisis

9. Documentación

10. Conclusión

1. Identificación de peligros

2. Estimación de la exposición

3. Evaluación de la dosis-respuesta

4. Caracterización del riesgo

5. Medidas de control



6. Monitoreo y reevaluación

7. Comunicación de los resultados


8. Actualización del análisis

9. Documentación

10. Conclusión



CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO



Conheça também nossa Linha de:

CONSERVADORAS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS
CONSERVADORAS PARA BANCO DE SANGUE
CONSERVADORAS PORTÁTEIS



ELBER[®]
Medical Line



PROPOSTA DE PREÇO

AOS CUIDADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
ESTADO DO PARANÁ

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2019 – PROCESSO Nº. 095/2019

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA REFRIGERADORA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS, A SER INSTALADA NO SETOR DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO" através do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), nos termos da Portaria nº 3.931/GM/MS, de 11 de dezembro de 2018, conforme especificado no anexo "I" do edital, cuja sessão de abertura será no dia 05 de Agosto de 2019, às 09:00 horas.

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:

BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA PIRAPÓ, 613 – B. TIMBAÚVA
CEP 98781-054 – SANTA ROSA – RS
FONE/FAX 55 3513 0686
E.MAIL: biotecno@biotecno.com.br / vendas@biotecno.com.br
CNPJ 04.470.103/0001-76 IE 110/0079367

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL S/A
AG. 0339-5 C/C 21986-X

REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA DE RP
NERCI LINCK – SÓCIO / DIRETOR
RG 7038384918 – CPF 503.479.500-00
RUA PIRAPÓ, 613 – B. TIMBAÚVA
CEP 98900-000 – SANTA ROSA – RS
FONE/FAX 55 3513 0686

Queremos lhes cumprimentar cordialmente, ao mesmo tempo em que aproveitamos para apresentar nossa proposta de fornecimento para a Cotação em epígrafe, salientamos que temos pleno conhecimento do mesmo e que acataremos tudo o que for decidido pela Comissão Julgadora.

ITEM 001 - 01 UND - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, TERMOLÁBEIS (VACINAS) E MEDICAMENTOS.

MODELO BT-1100/140
MARCA: BIOTECNO/MANUAL EM PORTUGUÊS
FABRICANTE: BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PROCEDÊNCIA: NACIONAL

GABINETE EXTERNO: Tipo vertical, podendo ser construído em material tratado quimicamente epóxi ou em aço inoxidável. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios com travas.

GABINETE INTERNO: Construído totalmente em chapas de aço inoxidável com duas gavetas deslizantes.

ILUMINAÇÃO INTERNA: Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta.

ISOLAMENTO TÉRMICO: Em poliuretano injetado livre de CFC, de alta densidade com no mínimo de 70mm.

HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: Através de ventilador de ar forçado sobre a unidade evaporadora, com desligamento na abertura da porta ou Multisensores alocados em diferentes pontos interno: superior, meio e inferior da câmara, todos imersos em solução diatérmica, possibilitando um controle preciso de temperatura em todo interior do equipamento, com registros individuais de mínima e máxima temperaturas ocorridas.

PORTA: De vidro duplo, com sistema anti-embaçante, vedação através de perfil magnético ou de vidro triplo tipo "no fog" com perfil de alumínio de alta resistência e longa vida útil.

REFRIGERAÇÃO: Através de compressor hermético, isento de CFC. Sistema de degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do condensado.

PAINEL DE COMANDO: Tipo membrana, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas softtouch. Termostato eletrônico micro processado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensor tipo NTC, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos, ou podendo ser também em LCD, localizado na parte superior frontal, de fácil acesso, com comando eletrônico micro processado, integrado em display único, programável de 2°C a 8°C, com teclas incorporadas e de fácil ajuste. Temperatura controlada automaticamente em 4°C, por solução diatérmica, para todos os sensores, distribuídos em diferentes pontos da câmara interna: superior, meio, inferior, podendo oferecer Porta USB para exportação de dados e geração de relatórios das variações de temperatura e eventos ocorridos em pdf.

ALARMES: Sonoro e/ou visual, em caso de eventos como: Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, falha de sensor de temperatura, bateria fraca, entre outros que poderão ser ajustados.

FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA: Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque, com Termostato de segurança para redundância, garantindo perfeito funcionamento do equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, no comando principal.

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara. Podendo permitir suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados deverão ser invioláveis. SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE, podendo disponibilizar Memória interna para armazenamento de dados das variações de temperatura e eventos ocorridos.

SISTEMA DE SEGURANÇA: Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico.

DISCADOR: Podendo apresentar ou não Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA: Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 24 horas, Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria selada, do contrário oferecer Bateria interna recarregável para manter as funções eletroeletrônicas por até 48 horas na falta de energia elétrica.

DIMENSÕES MÍNIMAS: 125 cm altura X 49,5 cm larg X 52 cm prof.

CAPACIDADE INTERNA: 140 litros.

FUNCIONAMENTO: Bivolt 127/220 VOLTS 50/60 Hz (selecionável por chave seletora).

REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA CLASSE II: 80573310001.

AFE - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA: 8.05.733-1 (K0146H6L074L).

GARANTIA: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, fornecimento de peças e possíveis falhas.

ACOMPANHA: Manual técnico em português, cabo de força e demais acessórios necessários.

INCLUSO - Instalação do equipamento, treinamento técnico e assistência técnica no Paraná e treinamento de operacionalização básica de no mínimo 8 horas para o equipamento.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 10.700,00 (DEZ MIL E SETECENTOS REAIS).

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 10.700,00 (DEZ MIL E SETECENTOS REAIS).

"DECLARAMOS O CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO OFERTADO REFERENTE AO ITEM 001 OFERTADO DESTES EDITAL".

"DECLARAMOS QUE O PREÇO PROPOSTO ACIMA CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO, TAIS COMO OS ENCARGOS (OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS ETC.) LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA, FISCAL E CIVIL DECORRENTES, CORRERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA".

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ PARA ATENDIMENTOS EM 24 HORAS.

NEILOR FIORELLI
AVENIDA DR OSCAR GEYER Nº 327 - CENTRO - CEP: 84640-000 - BITURUNA/PR
FONE/FAX: (42) 3553-1299
refrigeracaofiorelli@gmail.com

CONDIÇÕES DA PROPOSTA


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: 75 (SETENTA E CINCO) DIAS DA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO, COM INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E SEGUROS INCLUSOS.

LOCAL DE ENTREGA: POSTO DE SAÚDE CENTRAL, SITO A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 360, BAIRRO MONTE CASTELO, GENERAL CARNEIRO - PR.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS APÓS À EMISSÃO E LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL
TRANSPORTE, SEGUROS, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO: INCLUSO.

Santa Rosa-RS, 01 de Agosto de 2019.


BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ALVAÍR JOSE MAIDANA
CPF 937.921.159-72
RG 6.950.119-2


04 470 103/0001-76
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Pirapó, 613 - B. Timbaúva
CEP 98900-000
SANTA ROSA - RS

Biotecno Indústria e Comércio Ltda.

Rua Pirapó, 613 - Bairro Timbaúva - Santa Rosa - RS - CEP 98900-000 CNPJ 04.470.103/0001-76


(55) 3513-0686 (55) 3511-4733  biotecno@biotecno.com.br  www.biotecno.com.br



ALVARÁ SANITÁRIO		RENOVAÇÃO
Nro. CEVS: 431720288-266-000001-1-6		Data de Validade: 23/05/2020
Nro. Protocolo:	19200000603321	Data de Deferimento: 23/05/2019
Subgrupo:	FABRIL	
Agrupamento:	INDÚSTRIA DE CORRELATOS / PRODUTOS PARA A SAÚDE	
Atividade Econômica CNAE:	2660-4/00 FABRICAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO	
Objeto Licenciado:	ESTABELECIMENTO	
Tipo de Serviço:		
Razão Social:	BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	
CNPJ / CPF:	04.470.103/0001-76	CNPJ Albergante:
Logradouro:	RUA PIRAPÓ	Número: 613
Complemento:		Bairro: TIMBAÚVA
Município:	SANTA ROSA	UF: RS CEP: 98900-000
Responsável Legal:	NERCI LINCK	Conselho Regional:
CPF:	503.479.500-00	UF:
Nº Inscr. Conselho Prof:		
Responsável Técnico:	LIDIA LINCK LAGEMANN	Conselho Regional: CRMV
CPF:	008.672.970-50	UF: RS
Nº Inscr. Conselho Prof:	11828	
Responsável Técnico:	RODRIGO LINCK	Conselho Regional: CREA
CPF:	020.003.030-21	UF: RS
Nº Inscr. Conselho Prof:	226822	

SANTA ROSA

Local



Refrigeração Médica



BIOTECNO

3MOTECNO

ZIOTECNO

BIOTECNO

BIOTECHNOLOGY

BIOTECHNOL.

ZINOTECNO


61-1100/284

BI-1100/14

BI-1100/150

24 72 horas*

*Equipamento com Sistema de Injeção.



www.biotechno.com.br | vendas@biotechno.com.br
 Telefone (55) 3513-0686 / 3511-4733 - Santa Rosa - RS - Brasil

DESCRIÇÃO GERAL

GABINETE EXTERNO - Tipo vertical ou horizontal (modelos BT-1100/80 e BT-1100/260) construído em chapas de aço tratado quimicamente para evitar processos de corrosão com pintura epóxi na cor branca ou aço inoxidável AISI 430 ou 304. Montado sobre chassis metálico e separadas niveladoras rosqueadas ou outros grêdieros traváveis.

GABINETE INTERNO - Construído em aço inoxidável AISI 430 ou 304, polipropileno ou aço galvanizado isentos de corrosão com grades em acabamento galvanizado e revestimento em pintura epóxi na cor branca, prateadas ou verdes com cortiças telescópicas em aço inoxidável AISI 430 ou 304, opcionalmente, com portas em acrílico transparente, ou cestos/racks para equipamentos horizontais.

ILUMINAÇÃO INTERNA - Através de lâmpadas LED com acionamento automático quando da abertura da porta e/ou opcionalmente temporizado programável com acionamento externo mesmo com a porta fechada.

HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA - Através de ventilador da unidade de ar forçado com hélice axial de mínima de 8" com desligamento na abertura da porta. Circulação de ar interno por sistema difusor direcional para cada gaveta/prateleira possibilitando maior estabilidade da temperatura interna.

ISOLAMENTO TÉRMICO - Em polietileno injetado de alta densidade, com espessura de 50, 70, 80, 100 mm.

PORTAS - Verticais, horizontais, metálicas - cegas com abertura horizontal ou vertical, dependendo do modelo de refrigeração ou triple, com sistema antilevante (no fog), vedação através de perfil magnético com alarme temporizado de abertura. Opcionalmente com chave na porta, fechamento automático, vedação de perfil magnético e gaveta dupla nos quatro lados. Perfil em alumínio, opcional, de alta resistência e longa vida útil.

REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético A.C. selado de alta capacidade com condensação a ar, circulação de gás ecológico R-134 A, isento de CFC, unidade evaporadora eletrônica tipo "ar forçado", sistema de degelo automático sem sem interrupção ou perda de temperatura, com expansão do condensado. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros.

PAINEL DE COMANDO - Painel em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos localizado na parte superior frontal de fácil acesso, com sistema eletrônico integrado em um display único, programável de 2°C a 8°C, com tela incorporada de fácil ajuste, capacidade conexão USB e PDA BIRF comando por termostato digital microprocessado programável com ajustes dos parâmetros através de senha. Produto configurável em 3 linguas (português, inglês e espanhol), diretamente no display, de fácil escolha pelo usuário. Temperatura controlada automaticamente em +4°C por solução eletrônica para todos os sensores. Chave geral com sistema antidesligamento com supressor de surtos e fusíveis de proteção. Exibe no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento máxima, mínima, data e hora, nível da carga de bateria, descrição de alarmes e alarmes em forma de texto, sinalização áudio-visual de porta aberta, bateria baixa, falta de energia e erro de temperatura, memória para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos da conservadora diretamente no painel. Memória com data e hora com intervalo de tempo programável dos dados mesmo na falta de energia elétrica com capacidade de backup e salvar relatórios com gráficos de temperaturas e de todos os eventos que ocorrem na conservadora em pen drive.

através de conexão USB frontal no painel com armazenamento por até 50 anos, termostato eletrônico microprocessado com monitor digital decimal da temperatura dos parâmetros. Sistema de tratamento da programação contra mau uso inadvertido, sistema que estabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruído eletromagnéticos com apresentação de data e hora. Unidade de sensores do tipo ITC ou RTD, opcionalmente. Sistema multissensores para leitura da temperatura emersos em solução diatérmica. Bateria para manter as funções eletrônicas e acionar alarmes e desalar com monitoramento de 24 a 48 horas para os equipamentos sem Sistema de Emergência.

ALARMES AUDIOVISUAIS - Visual e sonoro para temperatura alta (acima de 8°C), temperatura baixa (abaixo de 2°C) - ou programável pelo usuário - falta de energia elétrica, porta aberta, e/ou ausência do pen drive diretamente no painel, com tela de indicação para silêncio ou buzzer por 15 minutos ou ajustável pelo usuário. Simulador de desvios de temperatura e testes de alarme. Bateria de bateria recarregável.

FALTA DE TUBO LÍQUIDO - Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em +4°C, ou programável pelo usuário com variação de +- 0,1°C.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atenuadas, apresentadas no display de processos. Ajuste de set point em apenas três passos direto no comando frontal superior.

SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, de forma redundante, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falta no comando eletrônico. Sistema de auto checagem das funções eletrônicas programadas, verificação dos principais componentes da conservadora que mostrará um código de falha caso encontrar algum defeito.

DISCUSSÃO FRO - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até nove números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica e ou bateria baixa.

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO - Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, table ou celular com saída serial RS 232, USB, BT-2 e interface para controle e monitoramento de produção. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração, os dados armazenados são criptografados (invioláveis), SEM COPIA DE MENSAGENS. Sistema de relatórios exportáveis por pendrive com resumo do período, histórico de temperatura, eventos ocorridos com intervalo programáveis de 1 a 60 minutos.

FUNDAMENTOS - BANCAL 1/2" 220 VOLTS 50/60 HZ.

REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA CLASS II - 8057331001.

MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS.

AIE - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - 8.015.733-1 (CONHECIDA)

ELABORAÇÃO - 12 meses.

VERSÃO PREMIUM

Conforme a configuração acima, equipamentos NÃO dotados de Sistema de Emergência para falta de energia elétrica.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA - Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia de 2 a 72 horas, conforme o modelo. Montado na parte inferior da câmara, com gaveta móvel para a bateria*. PHASE-LOG - Controlador de tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência na falta ou instabilidade de energia elétrica. Emite dados de perfil urmanice da tensão elétrica via data logger.

* A autonomia do Sistema de Emergência poder variar devido a temperatura ambiente e do tempo de uso da bateria.

BIOTECNO

Ref: 10/2010

Rua Propriária, 413 - Bairro Timbovíria | Santo Rosa - RS | Brasil CEP 98781-054
(51) 3513-0686 | 3511-4733 | CEP: 04.470.103/0001-76 | IE: 110/0079367 | AFE Anvisa: 72792/07-8
CERF Anvisa dispensada CQ e RDC ANVISA nº 15 de 28/03/2014 (POU 31/03/2014)
CERF: 115473 | Reg Anvisa: 3310001
vendas@biotecnico.com.br | www.biotecnico.com.br

MODELO	CAPACIDADE (LITROS)	ALTURA/PROF (mm)	PRATELEIRAS OU GAVETAS
BT-1100/20	15 litros	570X450X380	
BT-1100/50	30 litros	560X630X370	
BT-1100/80	50 litros	720X500X520	2 unidades
BT-1100/80 Horiz	50 litros	1090X700X515	1 cesto/rack
BT-1100/120	120 litros	1280X495X515	2 a 3 unidades
BT-1100/140	140 litros	1430X600X580	2 a 3 unidades
BT-1100/240	240 litros	1870X480X520	4 a 7 unidades
BT-1100/260 Horiz	260 litros	1040X845X845	2 cestos/racks
BT-1100/280	280 litros	1900X650X720	4 a 7 unidades
BT-1100/300	300 litros	1980X595X600	4 a 7 unidades
BT-1100/340	340 litros	2000X660X730	4 a 7 unidades
BT-1100/360	360 litros	1950X670X600	4 a 7 unidades
BT-1100/400	400 litros	2020X650X600	4 a 7 unidades
BT-1100/420	420 litros	2000X760X730	4 a 7 unidades
BT-1100/560	560 litros	2010X680X750	4 a 7 unidades
BT-1100/600	600 litros	2100X670X800	4 a 7 unidades
BT-1100/700	700 litros	1950X1300X600	8 a 12 unidades
BT-1100/800	800 litros	1980X1290X620	8 a 12 unidades
BT-1100/900	900 litros	1900X1315X620	8 a 12 unidades
BT-1100/1000	1000 litros	2010X1350X720	8 a 12 unidades
BT-1100/1350	1350 litros	1900X1978X620	8 a 12 unidades
BT-1100/1500	1500 litros	2010X1978X770	8 a 12 unidades
BT-1100/1700	1700 litros	2000X1978X820	8 a 12 unidades

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Dissecador telefônico celular: sistema que alisa de 15 a nove números telefônicos sempre que a câmara atingir um nível crítico de temperatura, ou opcionalmente falta de energia.
- Porta anti-embalgamento com vidro duplo, triplo ou porta metálica cega, ou com visor, perfil em alumínio com revestimento térmico em polietileno.
- Portas com abertura vertical, horizontal ou deslizantes.
- Lector biométrico para abertura de portas.
- Sistema para captação de imagens com gerenciamento de vídeo via internet.
- Baterias seladas, estacionárias adicionais para aumento da autonomia do sistema de emergência para falta de energia elétrica comercial.
- Sistema de alarmes remoto sem fio à distância.
- Kit tratamento de porta.
- Registrador gráfico com carta de 6"
- Impressora térmica com bobina de papel.
- Calibração dos controladores de temperatura via RDC (Rede Brasileira de Calibração).
- Conte portas em acrílico transparente ou aço inoxidável para cada gaveta ou prateleira.
- Controlador de temperatura com sistema PLO ou PHL.
- Oficina com câmara para realização de ensaios e qualificação técnica.
- Estabilizador de voltagem.
- Interface de comunicação GPRS - Conversor de dados de comunicação Ethernet (internet ou intranet).
- Sistema de extração de dados via pendrive, interface RS 232, RS 485, USB.
- Lector de código de barras de produtos armazenados e controle de estoque.
- Kit de alimentação elétrica via placa solar.
- Sistema de controle e segurança por cartão magnético.
- Sistema de abertura de porta através de senha eletrônica.
- Termostato gráfico opcional exibindo conjuntos de temperatura.
- Bole touch screen 7" para controle e apresentação simultânea de todos os dados do software de gerenciamento com visualização de gráficos em até 6 pontos distintos.
- Sistema de tratamento de porta aberta em 90° para reapaga ou manuseio de material.
- Sistema duplo de comando eletro-eletrônico e de refrigeração, acionado automaticamente caso ocorra falha no sistema principal, através de um segundo compressor e de um segundo comando eletro-eletrônico, mantendo todas as condições de funcionamento programadas com acionamento de alarme indicativo, qualificação técnica do equipamento por laboratório credenciado a RDC (Rede Brasileira de Calibração).
- Processo de qualificação técnica CQ (CPV).
- Prateleiras/gavetas/racks adicionais.
- Bancos criogênicos.
- Sistema de comunicação MQRNUS.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 53/2019 - PR

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

Processo Administrativo: 95/2019
Processo Licitatório: 95/2019
Data do Processo: 17/07/2019

Folha: 1/3

Fornecedor: **BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

Endereço: RUA PIRAPÓ, 613 - Bairro: TIMBAUVA

Cidade: SANTA ROSA UF: RS CEP: 98781-054

CNPJ: 04.470.103/0001-76 Inscrição Estadual: 1100079367

Telefone: 5535130686 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLOGICOS, TERMOLABEIS GABINETE EXTERNO: Tipo vertical, podendo ser construído em material tratado quimicamente epóxi ou em aço inoxidável. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscaadas. GABINETE INTERNO: Construído totalmente em polipropileno, com três prateleiras em aramado com pintura epóxi na cor branca ou em aço inox com duas gavetas ou prateleiras em aço inox, ajustáveis e removíveis. ILUMINAÇÃO INTERNA: Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta. ISOLAMENTO TÉRMICO: Em poliuretano injetado livre de CFC, de alta densidade com no mínimo de 70mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: Através de ventilador de ar forçado sobre a unidade evaporadora, com desligamento na abertura da porta ou Multi-sensores alocados em diferentes pontos interno: superior, meio e inferior câmara, todos imersos em solução diatérmica, possibilitando um controle preciso de temperatura em todo interior do equipamento, com registros individuais de mínima e máxima temperaturas ocorridas. PORTA: De vidro duplo, com sistema anti-embacante, vedação através de perfil magnético ou de vidro triplo tipo "no log" com perfil de alumínio de alta resistência e longa vida útil. REFRIGERAÇÃO: Através de compressor hermético, isento de CFC. Sistema de degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do condensado. PAINEL DE COMANDO: Tipo membrana, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Termostato eletrônico micro processado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensor tipo NTC, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos, ou podendo ser também em LCD, localizado na parte superior frontal, de fácil acesso, com comando eletrônico micro processado, integrado em display único,	10.750,00	BIOTECNO	0,0000	10.700,00	10.700,00

SANTA ROSA, 2 de Agosto de 2019

NERCI LINCK
SÓCIO / DIRETOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 53/2019 - PR

Processo Administrativo: 95/2019
Processo Licitatório: 95/2019
Data do Processo: 17/07/2019

Folha: 2/3

Fornecedor: **BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**
Endereço: RUA PIRAPÔ, 613 - Bairro: TIMBAUVA
Cidade: SANTA ROSA UF: RS CEP: 98781-054
CNPJ: 04.470.103/0001-76 Inscrição Estadual: 1100079367
Telefone: 5535130686 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
			programável de 2°C a 8°C, com teclas incorporadas e de fácil ajuste. Temperatura controlada automaticamente em 4°C, por solução diatérmica, para todos os sensores, distribuídos em diferentes pontos da câmara interna: superior, meio, inferior, podendo oferecer Porta USB para exportação de dados e geração de relatórios das variações de temperatura e eventos ocorridos em pdf, ALARMES: Sonoro e/ou visual, em caso de eventos como: Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, falha de sensor de temperatura, bateria fraca, entre outros que poderão ser ajustados. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário. REGISTRADOR DE TEMPERATURA: Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque, com Termostato de segurança para redundância, garantindo perfeito funcionamento do equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, no comando principal. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara. Podendo permitir suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados deverão ser invioláveis. SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE, podendo disponibilizar Memória interna para armazenamento de dados das variações de temperatura e eventos ocorridos. SISTEMA DE SEGURANÇA: Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. DISCADOR: Podendo apresentar ou não Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA: Se o equipamento estiver funcionando normalmente, mudará para atuação da emergência 10					

SANTA ROSA, 2 de Agosto de 2019


NERCI LINCK
SÓCIO / DIRETOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 53/2019 - PR

CNPJ: 75.687.681/0001-07 Telefone: 35522505
Av. Presidente Getúlio Vargas, 601
C.E.P.: 84660-000 - General Carneiro

Processo Administrativo: 95/2019

Processo Licitatório: 95/2019

Data do Processo: 17/07/2019

Folha: 3/3

Fornecedor: BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Endereço: RUA PIRAPÓ, 613 - Bairro: TIMBAUVA

Cidade: SANTA ROSA UF: RS CEP: 98781-054

CNPJ: 04.470.103/0001-76 Inscrição Estadual: 1100079367

Telefone: 5535130686 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descr.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Equipamento eletrônico, poderia ser através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 24 horas, integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria selada, do contrário oferecer Bateria interna recarregável para manter as funções eletro-eletrônicas por até 48 horas na falta de energia elétrica. CAPACIDADE INTERNA: 120 LITROS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 125 cm altura X 49,5 cm larg X 52 cm prof. FUNCIONAMENTO - BIVOLT 127 ou 220 VOLTS 50/60 Hz. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA GARANTIA MÍNIMA - 12 meses.

Reservado para
Observações do
Fornecedor:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA/INSTALAÇÃO: 75 DIAS PAGAMENTO: 30 DIAS

Total Geral: 10.700,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total por Extenso: (dez mil setecentos reais)

SANTA ROSA, 2 de Agosto de 2019

NERCI LINCK
SÓCIO / DIRETOR

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto


Nome da Empresa	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		
CNPJ	04.470.103/0001-76	Autorização	8.05.733-1
Produto	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS		

Modelo Produto Médico

BT-1100/10; BT-1100/20; BT-1100/50; BT-1100/80; BT-1100/100; BT-1100/120; BT-1100/140; BT-1100/240; BT-1100/260; BT-1100/280; BT-1100/300; BT-1100/340; BT-1100/350; BT-1100/360; BT-1100/400; BT-1100/420; BT-1100/500; BT-1100/560; BT-1100/600; BT-1100/700; BT-1100/800; BT-1100/900; BT-1100/1000; BT-1100/1200; BT-1100/1350; BT-1100/1500; BT-1100/1700 ;BT-1200/300; BT-1200/560; BT-1200/900; BT-1300/335; BT-1300/520

Nome Técnico	Refrigerador ou Freezer Laboratorial/Hospitalar
Registro	80573310001
Processo	25351.047713/2011-08
Origem do Produto	FABRICANTE: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar





02.63.23.43007 - Raspa 07 para Instrumental Joelho Primário - Rotaflex; 02.63.23.43008 - Bandeira 08 para Instrumental Joelho Primário - Rotaflex; 02.63.23.43009 - Bandeira 09 para Instrumental Joelho Primário - Rotaflex; 02.63.23.43010 - Bandeira 10 para Instrumental Joelho Primário - Rotaflex; 02.63.23.43011 - Bandeira 11 para Instrumental Joelho Primário - Rotaflex; 02.63.23.43012 - Bandeira 12 para Instrumental Joelho Primário - Rotaflex; 02.63.23.43013 - Bandeira 13 para Instrumental Joelho Primário - Rotaflex; 02.63.23.43014 - Bandeira 14 para Instrumental Joelho Primário - Rotaflex; 02.63.23.43015 - Bandeira 15 para Instrumental Joelho Primário - Rotaflex. Novos modelos: 02.63.22.09407 Caixa N°01 em Alumínio para SAFE; 02.63.22.09408 Caixa N°02 em Alumínio para SAFE; 02.63.22.09409 Caixa N°03 em Alumínio para SAFE; 02.63.22.09410 Caixa N°04 em Alumínio para SAFE; 02.63.22.09411 Caixa N°05 em Alumínio para SAFE; 02.63.22.09412 Caixa N°06 em Alumínio para SAFE; 02.63.22.09413 Caixa N°07 em Alumínio para SAFE; 02.90.01.00001 Tampa para Caixa Padrão Modelo 01.

CLASSE: I 10231160218
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

Instrumentos cirúrgicos 25351.386073/2014-46

INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS CORTANTES EM AÇO FABRICANTE: BIOTECNOLOGIA ORTOPEDIA IMPE EXPL-DA - BRASIL

02.03.01.35125 - Macho Cortical Ø 3,5 x 1,25 mm passo; 02.03.01.45175 - Macho Cortical Ø 4,5 x 1,75 mm passo; 02.03.02.40000 - Macho para Parafuso Esponjoso Ø 4,0 mm; 02.03.02.65275 - Macho Esponjoso Ø 6,5 x passo 2,75 mm; 02.03.03.10027 - Macho Canulado 2,5 mm Engate AO; 02.03.03.10035 - Macho Canulado 3,5 mm Engate AO; 02.03.03.10045 - Macho Canulado 4,5 mm Engate AO; 02.03.03.10075 - Macho Canulado CBS 7,5 mm Engate AO; 02.03.03.15125 - Macho canulado Ø 3,5 x 1,25 mm passo; 02.03.03.65254 - Macho Canulado Ø 6,5 x 2,54 mm de passo; 02.03.04.10420 - Macho para Parafuso Deslizante HBF-2; 02.03.04.12220 - Macho para Parafuso Deslizante; 02.03.05.20000 - Macho Graduado 2,0 mm Speed; 02.03.05.20195 - Macho Graduado; 02.03.05.24000 - Macho Graduado 2,4 mm; 02.03.05.24106 - Macho Graduado BMM; 02.03.05.65000 - Macho Graduado para Parafuso Esponjoso Ø 6,5 mm com Engate AO; 02.03.06.00001 - Macho para Parafuso da Placa Cefix; 02.03.06.00002 - Macho para Parafuso com Regulagem; 02.03.08.50285 - Macho para Parafuso de Bloqueio Ø 7,0 mm com Engate Rápido; 02.03.08.62285 - Macho para Parafuso de Bloqueio Ø 6,2 mm com Engate Rápido; 02.03.11.00000 - Macho Pedicular Ø 4,0 mm com Engate Rápido; 02.03.11.00001 - Macho Pedicular Ø 5,0 mm com Engate Rápido; 02.03.11.00002 - Macho Pedicular Ø 6,0 mm com Engate Rápido; 02.03.11.00003 - Macho Pedicular Ø 7,0 mm com Engate Rápido; 02.03.11.50000 - Macho Pedicular Ø 5,0 mm; 02.03.12.00000 - Macho; 02.03.14.00000 - Macho para Parafuso Torácico Ø 5,5 mm com engate 1/4 Square Drive; 02.03.14.00001 - Macho para Parafuso Lombar Ø 6,5 mm com Engate 1/4 Square Drive; 02.03.14.55000 - Macho para Parafuso Torácico Ø 5,5 mm; 02.03.15.62500 - Macho para Parafuso Lombar Ø 7,25 mm; 02.03.16.43000 - Macho Pedicular Cônico Ø 4,3 mm; 02.03.16.48000 - Macho Pedicular Cônico Ø 4,8 mm; 02.03.16.50000 - Macho Pedicular Cônico Ø 5,0 mm; 02.03.16.55000 - Macho Pedicular Cônico Ø 5,5 mm; 02.03.16.60000 - Macho Pedicular Cônico Ø 6,0 mm; 02.03.16.65000 - Macho Pedicular Cônico Ø 6,5 mm; 02.03.16.68000 - Macho Pedicular Cônico Ø 6,8 mm; 02.03.16.73000 - Macho Pedicular Cônico Ø 7,3 mm; 02.03.17.40000 - Macho para Parafuso Canulado Ø 4,0 mm; 02.03.18.35000 - Macho para Parafuso Cortical Ø 3,5 mm; 02.03.18.45000 - Macho para Parafuso Cortical Ø 4,5 mm com Engate AO; 02.03.21.25000 - Macho para Ancora Rosqueada Ø 2,5 mm; 02.03.21.30000 - Macho para Ancora Rosqueada Ø 3,0 mm; 02.03.21.35000 - Macho para Ancora Rosqueada Ø 3,5 mm; 02.03.21.40000 - Macho para Ancora Rosqueada Ø 4,0 mm; 02.03.21.45000 - Macho para Ancora Rosqueada Ø 4,5 mm; 02.03.21.50000 - Macho para Ancora Rosqueada Ø 5,0 mm; 02.03.21.55000 - Macho para Ancora Rosqueada Ø 5,5 mm; 02.03.21.60000 - Macho para Ancora Rosqueada Ø 6,0 mm; 02.03.21.65000 - Macho para Ancora Rosqueada Ø 6,5 mm; 02.03.21.70000 - Macho para Ancora Rosqueada Ø 7,0 mm; 02.04.01.62153 - Escareador Ø 6,2 mm com Cabo Fixo; 02.04.01.95200 - Escareador Ø 9,5 mm com Cabo Fixo; 02.04.05.00000 - Escareador para Parafuso Canulado Ø 3,5/4,0 mm; 02.04.05.00001 - Escareador para Parafusos Corticais e Esponjosos Ø 3,5/4,0 mm; 02.04.05.00002 - Escareador para Parafusos Corticais e Esponjosos Ø 4,5/6,5 mm; 02.04.06.00002 - Escareador para Implante de 3,25 mm; 02.04.06.00004 - Escareador para Implante de 4,0 mm; 02.07.07.00001 - Modelador de Canal Tibial IQ-1; 02.07.08.10000 - Modelador de Canal Femoral Ø 10 mm HBF-2; 02.07.08.10001 - Modelador de Canal Femoral Ø 10 mm para Haste longa HBF-2; 02.07.08.12000 - Modelador de Canal Femoral Ø 12 mm HBF-2; 02.07.09.50000 - Modelador para Pino Anti-rotacional Ø 5,0 mm; 02.10.02.28200 - Broca Helicoidal com Engate Rápido 1/4 Square Drive Ø2,8 x 200mm; 02.10.02.34200 - Broca Helicoidal com Engate Rápido 1/4 Square Drive Ø3,4 x 200mm; 02.10.02.34300 - Broca Helicoidal Graduada com Engate Rápido 1/4 Square Drive Ø3,4 x 300mm; 02.10.07.17120 - Broca Canulada 1,75 x 120mm com medidor de profundidade; 02.10.07.21120 - Broca Canulada 2,1 x 200mm com medidor de profundidade; 02.10.08.25031 - Broca com Stop e Regulagem Ø 2,5 x 31 mm para Parafuso Cervical; 02.10.08.25032 - Broca com Stop e Regulagem Ø 2,5 x 32 mm para Placa ICP; 02.10.15.25254 - Broca Ø 2,5 mm com Cabo; 02.12.00.00000 - Raspa para sistema Halex Valgo 90°; 02.12.04.10001 - Raspa Femoral Cônica PHENOM Primária n°10; 02.12.04.11001 - Raspa Femoral Cônica PHENOM Primária n°11; 02.12.04.12001 - Raspa Femoral Cônica PHENOM Primária n°12; 02.12.04.13001 - Raspa Femoral Cônica PHENOM Primária n°13; 02.12.04.14001 - Raspa Femoral Cônica PHENOM Primária n°14;

02.12.04.15001 - Raspa Femoral Cônica PHENOM Primária n°15; 02.12.04.16001 - Raspa Femoral Cônica PHENOM Primária n°16; 02.12.04.17001 - Raspa Femoral Cônica PHENOM Primária n°17; 02.12.04.18001 - Raspa Femoral Cônica PHENOM Primária n°18; 02.12.05.37003 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n° 37-0 Standard; 02.12.05.37103 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n° 37-1 Standard; 02.12.05.37203 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n° 37-2 Standard; 02.12.05.37303 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n° 37-3 Standard; 02.12.05.41103 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n° 41-1 Standard; 02.12.05.41203 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n° 41-2 Standard; 02.12.05.41303 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n° 41-3 Standard; 02.12.05.41403 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n° 41-4 Standard; 02.12.05.44103 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n° 44-1 Standard; 02.12.05.44203 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n° 44-2 Standard; 02.12.05.44303 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n° 44-3 Standard; 02.12.05.44403 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n° 44-4 Standard; 02.12.06.40001 - Raspa Acetabular Convencional Ø 40 mm; 02.12.06.40004 - Raspa Acetabular Modelo Importado Ø 40 mm; 02.12.06.42001 - Raspa Acetabular Convencional Ø 42 mm; 02.12.06.42004 - Raspa Acetabular Modelo Importado Ø 42 mm; 02.12.06.44001 - Raspa Acetabular Convencional Ø 44 mm; 02.12.06.44004 - Raspa Acetabular Modelo Importado Ø 44 mm; 02.12.06.46001 - Raspa Acetabular Convencional Ø 46 mm; 02.12.06.46004 - Raspa Acetabular Modelo Importado Ø 46 mm; 02.12.06.48001 - Raspa Acetabular Convencional Ø 48 mm; 02.12.06.48004 - Raspa Acetabular Modelo Importado Ø 48 mm; 02.12.06.50001 - Raspa Acetabular Convencional Ø 50 mm; 02.12.06.50004 - Raspa Acetabular Modelo Importado Ø 50 mm; 02.12.06.52001 - Raspa Acetabular Convencional Ø 52 mm; 02.12.06.52004 - Raspa Acetabular Modelo Importado Ø 52 mm; 02.12.06.54001 - Raspa Acetabular Convencional Ø 54 mm; 02.12.06.54004 - Raspa Acetabular Modelo Importado Ø 54 mm; 02.12.06.56001 - Raspa Acetabular Convencional Ø 56 mm; 02.12.06.56004 - Raspa Acetabular Modelo Importado Ø 56 mm; 02.12.06.58001 - Raspa Acetabular Convencional Ø 58 mm; 02.12.06.58004 - Raspa Acetabular Modelo Importado Ø 58 mm; 02.12.06.60001 - Raspa Acetabular Convencional Ø 60 mm; 02.12.06.60004 - Raspa Acetabular Modelo Importado Ø 60 mm; 02.12.06.62001 - Raspa Acetabular Convencional Ø 62 mm; 02.12.06.62004 - Raspa Acetabular Modelo Importado Ø 62 mm; 02.12.06.64001 - Raspa Acetabular Convencional Ø 64 mm; 02.12.06.64004 - Raspa Acetabular Modelo Importado Ø 64 mm; 02.12.06.66001 - Raspa Acetabular Convencional Ø 66 mm; 02.12.06.66004 - Raspa Acetabular Modelo Importado Ø 66 mm; 02.12.06.68001 - Raspa Acetabular Convencional Ø 68 mm; 02.12.06.68004 - Raspa Acetabular Modelo Importado Ø 68 mm; 02.12.06.70001 - Raspa Acetabular Convencional Ø 70 mm; 02.12.06.70004 - Raspa Acetabular Modelo Importado Ø 70 mm; 02.12.06.72001 - Raspa Acetabular Convencional Ø 72 mm; 02.12.06.72004 - Raspa Acetabular Modelo Importado Ø 72 mm; 02.12.09.00015 - Raspa Trocântica 15 mm; 02.12.09.01618 - Raspa Trocântica 16-18 mm; 02.12.09.01921 - Raspa Trocântica 19-21 mm; 02.12.09.02225 - Raspa Trocântica 22-25 mm; 02.12.10.00000 - Raspa Femoral SPOAC - NG Inicial; 02.12.10.00001 - Raspa Femoral SPOAC - NG n° 1; 02.12.10.00002 - Raspa Femoral SPOAC - NG n° 2; 02.12.10.00003 - Raspa Femoral SPOAC - NG n° 3; 02.12.10.00004 - Raspa Femoral SPOAC - NG n° 4; 02.12.10.00005 - Raspa Femoral SPOAC - NG n° 5; 02.12.10.10000 - Raspa Femoral Focus Fit Inicial; 02.12.10.10001 - Raspa Femoral Focus Fit n° 1; 02.12.10.10002 - Raspa Femoral Focus Fit n° 2; 02.12.10.10003 - Raspa Femoral Focus Fit n° 3; 02.12.10.10004 - Raspa Femoral Focus Fit n° 4; 02.12.10.10005 - Raspa Femoral Focus Fit n° 5; 02.12.10.23700 - Raspa Femoral 37,5 mm Primária n° 0; 02.12.10.23701 - Raspa Femoral 37,5 mm Primária n° 1; 02.12.10.23702 - Raspa Femoral 37,5 mm Primária n° 2; 02.12.10.23703 - Raspa Femoral 37,5 mm Primária n° 3; 02.12.10.24101 - Raspa Femoral 41 mm Primária n° 1; 02.12.10.24102 - Raspa Femoral 41 mm Primária n° 2; 02.12.10.24103 - Raspa Femoral 41 mm Primária n° 3; 02.12.10.24104 - Raspa Femoral 41 mm Primária n° 4; 02.12.10.24105 - Raspa Femoral 41 mm Primária n° 5; 02.12.10.24402 - Raspa Femoral 44 mm Primária n° 2; 02.12.10.24403 - Raspa Femoral 44 mm Primária n° 3; 02.12.10.24404 - Raspa Femoral 44 mm Primária n° 4; 02.12.11.08085 - Raspa para Cage Intersomático Retangular 8 / 8,5 mm; 02.12.11.09095 - Raspa para Cage Intersomático Retangular 9 / 9,5 mm; 02.12.11.10105 - Raspa para Cage Intersomático Retangular 10 / 10,5 mm; 02.12.11.11115 - Raspa para Cage Intersomático Retangular 11 / 11,5 mm; 02.12.11.12125 - Raspa para Cage Intersomático Retangular 12 / 12,5 mm; 02.12.11.13135 - Raspa para Cage Intersomático Retangular 13 / 13,5 mm; 02.12.11.14145 - Raspa para Cage Intersomático Retangular 14 / 14,5 mm; 02.12.13.14100 - Raspa Femoral MD6 - Ø 14 x 100 mm; 02.12.13.15100 - Raspa Femoral MD6 - Ø 15 x 100 mm; 02.12.13.16100 - Raspa Femoral MD6 - Ø 16 x 100 mm; 02.12.13.17100 - Raspa Femoral MD6 - Ø 17 x 100 mm; 02.12.13.18100 - Raspa Femoral MD6 - Ø 18 x 100 mm; 02.12.13.19100 - Raspa Femoral MD6 - Ø 19 x 100 mm; 02.12.13.20100 - Raspa Femoral MD6 - Ø 20 x 100 mm; 02.12.14.00000 - Raspa Cervical; 02.12.15.00000 - Raspa Femoral PHENOM Primária Micro; 02.12.15.00001 - Raspa Femoral PHENOM Primária Mini; 02.12.15.00002 - Raspa Femoral PHENOM Primária n° 1; 02.12.15.00003 - Raspa Femoral PHENOM Primária n° 2; 02.12.15.00004 - Raspa Femoral PHENOM Primária n° 3; 02.12.16.12500 - Raspa PHENOM Revisão Ø 12,5 mm; 02.12.16.13000 - Raspa PHENOM Revisão Ø 13 mm; 02.12.16.14000 - Raspa PHENOM Revisão Ø 14 mm; 02.12.16.15000 - Raspa PHENOM Revisão Ø 15 mm; 02.12.16.15500 - Raspa PHENOM Revisão Ø 15,5 mm; 02.12.16.16000 - Raspa PHENOM Revisão Ø 16 mm; 02.12.16.17000 - Raspa PHENOM Revisão Ø 17 mm;

02.12.16.18000 - Raspa PHENOM Revisão Ø 18 mm; 02.12.16.18500 - Raspa PHENOM Revisão Ø 18,5 mm; 02.12.16.19000 - Raspa PHENOM Revisão Ø 19 mm; 02.12.16.20000 - Raspa PHENOM Revisão Ø 20 mm; 02.12.17.00006 - Raspa PHENOM Taper Primária 06 mm; 02.12.17.00007 - Raspa PHENOM Taper Primária 07 mm; 02.12.17.00008 - Raspa PHENOM Taper Primária 08 mm; 02.12.17.00009 - Raspa PHENOM Taper Primária 09 mm; 02.12.17.00010 - Raspa PHENOM Taper Primária 10 mm; 02.12.17.00011 - Raspa PHENOM Taper Primária 11 mm; 02.12.17.00012 - Raspa PHENOM Taper Primária 12 mm; 02.12.17.00013 - Raspa PHENOM Taper Primária 13 mm; 02.12.17.00014 - Raspa PHENOM Taper Primária 14 mm; 02.12.17.00016 - Raspa PHENOM Taper Primária 16 mm; 02.12.17.00018 - Raspa PHENOM Taper Primária 18 mm; 02.13.01.03040 - Pino de Fixação Ø 3 x 40 mm; 02.13.01.03060 - Pino de Fixação Ø 3 x 60 mm; 02.13.01.03080 - Pino de Fixação Ø 3 x 80 mm; 02.13.01.30040 - Pino de Fixação Ø 3,0 x 40 mm; 02.13.01.31038 - Pino de Fixação Curto; 02.13.01.31055 - Pino de Fixação Longo; 02.13.01.47062 - Pino de Fixação Reforçado; 02.13.10.00001 - Pino de Fixação com Rosca e Rasgo; 02.13.10.00014 - Pino de Fixação com Rosca 14 mm e Rasgo; 02.13.10.00016 - Pino de Fixação com Rosca 16 mm e Rasgo; 02.13.11.00012 - Pino de Fixação sem Rosca e Rasgo - Especial 12 mm; 02.13.13.30060 - Pino sem Cabeça Ø 3 x 60 mm; 02.13.14.00000 - Pino de Referência; 02.15.07.00005 - Fresa Tibial XS - S - M; 02.15.07.00006 - Fresa Tibial L - XL - T7; 02.15.10.80440 - Fresa Rígida com Cabo em; 02.12.24.37003 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n°37-0; 02.12.24.37103 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n°37-1; 02.12.24.37203 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n°37-2; 02.12.24.37303 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n°37-3; 02.12.24.41103 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n°41-1; 02.12.24.41203 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n°41-2; 02.12.24.41303 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n°41-3; 02.12.24.41403 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n°41-4; 02.12.24.44103 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n°44-1; 02.12.24.44203 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n°44-2; 02.12.24.44303 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n°44-3; 02.12.24.44403 - Raspa Femoral Máxima/CONIC II n°44-4; 02.03.16.48001 Macho Pedicular Cônico Ø 4,8 mm e Engate Rápido; 02.03.16.55001 Macho Pedicular Cônico Ø 5,5 mm e Engate Rápido; 02.03.11.65001 Macho Pedicular Cônico Ø 6,5 mm e Engate Rápido; 02.03.11.73001 Macho Pedicular Cônico Ø 7,3 mm e Engate Rápido; 02.23.00.00003 Punção Inicial Modelo 01; 02.86.02.00002 Punção Reto SAFE; 02.86.01.00002 Punção Curvo SAFE

CLASSE: I 10231160218

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 8.05733-1
Refrigerador ou Freezer Laboratorial/Hospitalar25351.047713/2011-08

CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLABEIS
FABRICANTE: BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - BRASIL

BT-1100/10; BT-1100/20; BT-1100/50; BT-1100/80; BT-1100/100; BT-1100/120; BT-1100/140; BT-1100/240; BT-1100/260; BT-1100/280; BT-1100/300; BT-1100/340; BT-1100/350; BT-1100/360; BT-1100/400; BT-1100/420; BT-1100/500; BT-1100/560; BT-1100/600; BT-1100/700; BT-1100/800; BT-1100/900; BT-1100/1000; BT-1100/1200; BT-1100/1350; BT-1100/1500; BT-1100/1700; BT-1200/300; BT-1200/560; BT-1200/900; BT-1300/335; BT-1300/520
CLASSE: II 80573310001

8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de informações em Cadastro

BL INDUSTRIA OTICA LTDA 8.01360-6

Dispositivo para implantação de lentes intra oculares25351.980461/2016-23

BLIS Bausch & Lomb Injector System - Cartuchos Descartáveis
FABRICANTE: BAUSCH & LOMB INCORPORATED - ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

BLIS - X0 - CARTUCHO DESCARTÁVEL (CARTRIDGE)

BLIS - X1 - CARTUCHO DESCARTÁVEL (CARTRIDGE)

CLASSE: II 80136060329

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

BMR MEDICAL LTDA - EPP 8.02998-8

Equipos 25351.746237/2015-23

Equipo Paragon com Texium

FABRICANTE: BMR MEDICAL LTDA - EPP - BRASIL

0,5 ml/h 5000936T 1 ml/h 5000937T 2 ml/h 5000938T 3 ml/h 5001281T 4 ml/h 5000939T 10 ml/h 5000940T 50 ml/h 5000897T 100 ml/h 5000898T 200 ml/h 5000899T

CLASSE: II 80299880107

80132 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U. - Correção pela EMPRESA

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1.03413-5

Implante Intracardiaco 25351.327308/2013-71

WATCHMAN® DISPOSITIVO DE FECHO DO APÊNDICE AURICULAR ESQUERDO COM SISTEMA INTRODUTOR

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

M635WS21060, M635WS24060, M635WS27060, M635WS30060, M635WS33060.